



SIMULADOR DE PACIENTE PS 2010

DESCRIPCIÓN:

Simulador básico de paciente que provee 4 ondas de complejo QRS y 6 formas de onda para pruebas de desempeño.

Es la herramienta perfecta para proporcionar una conexión de 10 canales para máquinas de diagnóstico de ECG. Este pequeño y liviano simulador lleno de funciones es la mejor opción para su equipo de pruebas.

CARACTERÍSTICAS:

- **ECG:** 30, 60, 120 & 240 BPM
- **Onda Sinusoidal:** 10, 60 & 100 Hz
- **Onda Cuadrada:** 0.125 & 2.0 Hz
- **Onda Triangular:** 2 Hz
- **Salida de Alto Nivel (1V p-p)**
- **Precisión de Amplitud:** $\pm 2\%$
- **Precisión de Frecuencia:** $\pm 0.5\%$
- **Alimentación por batería de 9V**
- **Indicador de Batería Baja**
- **Prueba de conexión de lead**
- **Teclas Táctiles Ligeras – Sin perillas ni interruptores**
- **Carcaza de alta densidad**
- **10 Lead**
- **Conectores Universales**



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

General

Display	12 LEDs
Retroiluminación	No
Test de conexión de leads	Si
RS232	No
Alimentación	Batería de 1-9 Volt
Puerto para cargador AC	Si

ESG-NSR

Leads	10
Frecuencia	4
Amplitud	1
Intervalo QRS	Adulto
Elevación del segmento ST	No

ECG-Performance

Ondas Sinusoidales	3
Ondas Cuadradas	2
Ondas Triangulares	1
Ondas de Pulso	--

Marcapazos No

Arritmia No

Presión Arterial No

Temperatura No

Otras Características

Otras Características	Carcasa en ABS
Tamaño	170.18 mm x 85.09 mm x 33.782 mm
Peso	< 453.6 gramos

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271