



SIMULADOR DE OXIMETRIA FSX-1101

DESCRIPCIÓN:

El simulador de oximetría FSX-1101 es una herramienta ideal y compacta para la verificación de parámetros de oximetría que posee una pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, adicionalmente posee 6 niveles de saturación y el índice de perfusión puede ser configurable.

CARACTERÍSTICAS:

- Pequeño, portátil, ligero y resistente
- Interfaz intuitiva y amigable para el usuario
- Pantalla táctil a color
- Operación en modo manual y preestablecido
- 6 niveles de saturación de 80 – 99%
- Frecuencia cardíaca de 30 – 245 BPM
- Índice de perfusión ajustable
- Pulso sincronizado con series NIBP-1000, PS-2100 o PS-2200
- Garantía de por vida



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

FSX-1101	
SPO2	80,85,90,95,98,99%
SPO2 Precisión	2%
Ritmo Cardíaco	30,40,60,80,100,120,140,150 y 245 BPM
Presión	1%
PI	0.2%,2.0% y 10%
Tipo de tecnologías	Nellcor, Masimo, Nonin, Nihon Kohden, Mindray, GE-Ohmeda, Philips/HP y BCI
Pruebas	Manual y configurable de fábrica
Tipo de batería	2 x AA Baterías alcalinas
Duración Batería	10 horas (Iluminación máxima)
Pantalla	2.4 pulgadas, Pantalla táctil a color
Tamaño	63.5 x 9.5 x 2.5 cm
Peso	0.17 Kg (Con baterías)

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271