



SIMULADOR DE OXIMETRÍA MSP 2100

DESCRIPCIÓN:

Módulo de oximetría compatible con los simuladores de paciente y NIBP series 1020, 1030 y 1040 y con el simulador de paciente PS2220.

CARACTERÍSTICAS:

- Acepta BC Biomedical FingerSim™ Para entregar salida de SpO2 de 80, 90 & 97%
- Pulso Sincronizado con PS2100, PS2200 & NIBP1000 por medio del puerto auxiliar
- Alimentado desde el puerto auxiliar
- Requiere de juego de dedos (Accesorio no incluido)



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

MSP 2100	
Precisión	± 1 BPM
Alimentación	Puerto Auxiliar
Carcasa	Plástico de alto impacto
Peso	Menos de 250 Gramos
Tamaño	59 mm x 91 mm x 38 mm

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271