



ANALIZADOR DE OXÍGENO OGX-1800-A

DESCRIPCIÓN:

Analizador de oxígeno diseñado para medir e ilustrar la concentración (%) de oxígeno en mezclas de gases, su aplicabilidad se encuentra ligada a la verificación, control y monitorización de la concentración de oxígeno en dispositivos de uso médico e industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye sensor o celda de oxígeno de alta duración de referencia AII-11-75-PO2
- Más de 13.000 horas de trabajo utilizando 2 baterías AA
- Calibración después de 8 horas de uso
- Sensor o celda ubicado al interior del equipo
- 32 meses de vida útil del sensor o celda de oxígeno



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

Condiciones funcionales	
Rango medición	0 a 100%
Resolución	0.1 %
Precisión	± 2% nivel de oxígeno en todo el rango de temperatura
Vida útil del sensor	32 meses en aire
Tiempo de respuesta al 90%	<10 segundos
Referencia del sensor	All-11-75-PO2
Condiciones de trabajo	
Temperatura de operación	5°C a 45°C (41°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de trabajo	0 – 95% RH
Condiciones de uso	
Alimentación	2 baterías alcalinas AA (2 x 1.5v)
Vida útil de la batería	13.000 horas con uso continuo
Dimensiones	69mm x 104mm x 34mm
Peso	196 gramos

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271