



ANALIZADOR DE OXÍGENO OGX-1900-A

DESCRIPCIÓN:

Analizador de oxígeno con diagnostico automático, tecnología de la más alta calidad, menú de opciones, gran pantalla LCD retro iluminada, cuenta con un sensor galvánico patentado capaz de analizar concentración de oxígeno en un rango entre 0 a 100% y 60 meses de vida útil en el aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye sensor o celda de oxígeno de alta duración de referencia ALL-11-60
- Adaptador de flujo en T
- Cable en espiral
- Certificado de calibración P-1087 NIST
- Más de 1.200 horas de trabajo utilizando 2 baterías AA
- Calibración después de 8 horas de uso
- 60 meses de vida útil del sensor o celda de oxígeno



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

Condiciones funcionales	
Rango medición	0 a 100%
Resolución	0.1 %
Precisión	± 2% nivel de oxígeno en todo el rango de temperatura
Vida útil del sensor	60 meses en aire
Tiempo de respuesta al 90%	<10 segundos
Referencia del sensor	All-11-60
Pantalla LCD	2.75 x 1.375" retro iluminada
Condiciones de trabajo	
Temperatura de operación	5°C a 45°C (41°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de trabajo	0 – 95% RH
Condiciones de uso	
Alimentación	2 baterías alcalinas AA (2 x 1.5v)
Vida útil de la batería	1.200 horas con uso continuo
Dimensiones	91mm x 149mm x 40mm
Peso	280 gramos

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271