



ANALIZADOR DE OXÍGENO OGX-1900-M

DESCRIPCIÓN:

Analizador de oxígeno con diagnóstico automático, tecnología de la más alta calidad, menú de opciones, gran pantalla LCD retro iluminada, alarmas audibles y visibles, cuenta con un sensor galvánico patentado capaz de analizar concentración de oxígeno en un rango entre 0 a 100% y 60 meses de vida útil en el aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye sensor o celda de oxígeno de alta duración de referencia ALL-11-60
- Adaptador de flujo en T
- Cable en espiral
- Certificado de calibración P-1087 NIST
- Alarma baja configurable entre 15 - 99%
- Alarma alta configurable entre 16 – 100%
- Más de 1.200 horas de trabajo utilizando 2 baterías AA
- Calibración después de 8 horas de uso
- 60 meses de vida útil del sensor o celda de oxígeno



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

Condiciones funcionales	
Rango medición	0 a 100%
Resolución	0.1 %
Precisión	± 2% nivel de oxígeno en todo el rango de temperatura
Vida útil del sensor	60 meses en aire
Tiempo de respuesta al 90%	<10 segundos
Referencia del sensor	All-11-60
Pantalla LCD	2.75 x 1.375" retro iluminada
Alarma baja	Entre 15 – 99%
Alarma alta	Entre 16 – 100%
Indicador de alarma	Visual por led y audible
Condiciones de trabajo	
Temperatura de operación	5°C a 45°C (41°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de trabajo	0 – 95% RH
Condiciones de uso	
Alimentación	2 baterías alcalinas AA (2 x 1.5v)
Vida útil de la batería	1.200 horas con uso continuo
Dimensiones	91mm x 149mm x 40mm
Peso	280 gramos

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271