




MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTABLE CHOICEMMED MD100S

DESCRIPCIÓN:

El monitor de signos vitales MD100S es la herramienta ideal para el control de signos como lo son la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en sangre, y presión no invasiva, todo esto mediante el contacto dactilar de ambos pulgares del paciente, permite enviar informar en PDF a su doctor, ya que desde su aplicación gratuita se pueden almacenar los registros realizados, tendrá un control rápido de sus signos vitales y compartir dicha información. Fácil y seguro de usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla digital
- Conexión bluetooth
- batería recargable, incluye adaptador
- App totalmente gratuita
- Envío de registro de ECG en formato PDF



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 99282 6200



ESPECIFICACIONES

Características técnicas		
Frecuencia cardíaca	Rango	30 a 250 bpm
	Precisión	± 2 bpm (30 a 100 bpm); $\pm 2\%$ (101 a 250 bpm)
	Resolución	1 bpm
SpO2	Rango	70 a 100 %
	Precisión	$\pm 3.5\%$ (70 a 100%) $\leq 69\%$ no definido
	Resolución	1 %
Presión NIBP	Presión sistólica	86 mmHg a 197 mmHg
	Presión diastólica	48 mmHg a 117 mmHg
	Error medio	± 5 mmHg
	Error estándar	± 8 mmHg
Especificación del LED	Rojo	Ancho de banda 660 ± 2 nm, poder radiante 3.2 mW
	IR	Ancho de banda 905 ± 10 nm, poder radiante 2.4 mW
	Banda de frecuencia	2402 MHz a 2480MHz
Bluetooth	Modulación	GFSK
	Características de modulación	Espectro ensanchado por salto de frecuencia
	Potencia radiante efectiva	0 dBm
Características físicas		
Dimensiones		80 mm x 41 mm x 8.1 mm
Peso		24.7 gr
Protección		IP22
Certificaciones		IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-39
Batería		Recargable 1500mh, 3.7V
Accesorios		Manual de usuario, adaptador de corriente

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 99282 6200